

Wb 및 Elisa용 항Cck 토끼 다클론 항체 - P06307

품목 번호: CM0019942



소개

인간 CCK에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 담낭 수축, 췌장 효소 방출 및 위산 분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCK 토끼 pAb
비고/별칭	CCK
종	인간
유전자ID (인간)	885
유전자ID	885
면역원	인간 CCK (NP_000720.1)의 아미노산 21-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P06307
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백