

Wb 및 Elisa용 항-Cckar (Cck1-R) 토끼 다클론 항체 - P32238

품목 번호: CM0022558



소개

WB 및 ELISA용 CCKAR 토끼 다클론 항체. 인간 CCKAR을 검출하며 마우스와 교차반응합니다. 섭식, 담낭 수축 및 신호 전달에서 콜레시스토키닌 A형 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCKAR 토끼 pAb
비고/별칭	CCK-A; CCK1R; CCKRA; CCK1-R; CCKAR
종	인간
유전자 ID	886 (인간)
면역원	인간 CCKAR (NP_000721.1)의 아미노산 100-200에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P32238
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백