


Wb, Elisa용 Anti-Ccl1 (I-309) 토끼 다클론 항체 - P22362

품목 번호: CM0013319



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA용 토끼 항-인간 CCL1 (I-309) 다클론 항체를 제공합니다. 이 케모카인은 CCR8을 통해 단핵구를 유인하며, 염증 및 면역 반응 연구에 중요한 도구로 활용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL1 토끼 pAb
비고/별칭	P500, S1Se, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
종	인간
GeneID (인간)	6346
GeneID	6346
면역원	인간 CCL1(NP_002972.1)의 아미노산 24-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P22362
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩