

Anti-Ccl17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92583

품목 번호: CM0027897



소개

사람 C-C motif 케모카인 17 (CCL17, TARC)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 케모카인 및 염증 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CCL17 Rabbit pAb
비고/별칭	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3; CCL17
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6361
GeneID	6361
면역원(Immunogen)	사람 CCL17 (NP_002978.1)의 아미노산 24-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92583
단백질 분자량	11kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)