

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ccl19 폴리클로날 항체 - Q99731

품목 번호: CM0020077



소개

CamelBio는 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 anti-CCL19 항체를 제공합니다. 인간, 마우스, 랫트 CCL19를 인식하며, T/B 세포 이동 및 염증 연구의 핵심 케모카인인 - Q99731.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL19 Rabbit pAb
비고/별칭	ELC; CKb11; MIP3B; MIP-3b; SCYA19; CCL19
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6363
GeneID	6363
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CCL19 (NP_006265.1)의 아미노산 22-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99731
단백질 분자량(Protein Weight)	11kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)