

Wb & Elisa용 Anti-Ccl27 토끼 다클로날 항체 - Q9Y4X3

품목 번호: CM0027191



소개

인간 CCL27 (CTACK)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (aa 25-112). T-세포 호밍 연구용. 13 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL27 Rabbit pAb
비고/별칭	ALP, ILC, CTAK, CTACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27
종	인간(Human)
유전자 ID	10850
면역원	인간 CCL27 (NP_006655.1)의 아미노산 25-112에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y4X3
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백