


Wb, Elisa용 항-Ccl28 토끼 다클론 항체 - Q9Nrj3

품목 번호: CM0026974



소개

인간 CCL28 케모카인을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 CCL28을 검출하며 T세포 및 호산구 화학주성에 관여합니다. 점막 면역 연구에서 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL28 토끼 pAb
비고/별칭	MEC; CCK1; SCYA28; CCL28
종	인간
유전자 ID	56477
면역원	인간 CCL28(NP_683513.1)의 아미노산 20-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRJ3
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩