

Wb 및 Elisa용 항Ccl2/Mcp-1 다클론 항체 - P13500

품목 번호: CM0024651



소개

인간 CCL2/MCP-1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 표적 단백질은 염증 및 죽상동맥경화증에 관여하는 단백질 유인물질입니다. 케모카인 연구 및 IVD 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL2/MCP-1 토끼 pAb
비고/별칭	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
종	인간
유전자 ID (인간)	6347
유전자 ID	6347
면역원	재조합 단백질 인간 CCL2/MCP-1 (NP_002973.1)의 아미노산 22-99에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13500
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백