

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ccl2/Mcp-1 폴리클로날 항체 - P13500

품목 번호: CM0029133



소개

인간 CCL2/MCP-1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보이며 내인성 총 CCL2/MCP-1 수치를 검출합니다. 염증 및 동맥경화증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL2/MCP-1 Rabbit pAb
비고/별칭	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
종	인간
GeneID (Human)	6347
GeneID	6347
면역원	인간 CCL2/MCP-1 (NP_002973.1)의 아미노산 24-99에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13500
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백