

Anti-Ccl3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10147

품목 번호: CM0029283



소개

인간 CCL3 (MIP-1-alpha)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체로, Western blotting 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 염증 및 HIV 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL3 Rabbit pAb
비고/별칭	MIPIA; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
종	인간
유전자 ID (인간)	6348
유전자 ID	6348
면역원	인간 CCL3 (NP_002974.1)의 아미노산 24-92 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P10147
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백