

Anti-Ccl3L1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16619

품목 번호: CM0029383

소개

인간 C-C 모티프 케모카인 3-유사 1(CCL3L1, SWISS P16619)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 주화성, HIV 억제 및 염증성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL3L1 Rabbit pAb
비고/별칭	LD78; 464.2; MIPIAP; SCYA3L; GOS19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
종	인간
유전자 ID (인간)	6349
유전자 ID	6349
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16619
단백질 무게	10kDa
배송	아이스백