

Anti-Ccl4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P14097

품목 번호: CM0021492

소개

CCL4 (MIP-1-beta) 토끼 다클로날 항체로, 마우스에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 염증 및 화학주성에 관여하는 10 kDa 분비성 케모카인을 인식합니다. 면역검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL4 Rabbit pAb
비고/별칭	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	6351
GeneID	20303
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CCL4 (NP_038680.1)의 아미노산 24-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P14097
단백질 분자량	10kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)