


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ccl4 토끼 다클론 항체 - P13236

품목 번호: CM0022145



소개

본 항-CCL4 토끼 다클론 항체는 염증 및 HIV 억제에 관여하는 케모카인인 인간 CCL4(MIP-1 β)를 검출합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 면역학 및 감염성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL4 토끼 pAb
비고/별칭	ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4
종	인간
GeneID (인간)	6351
GeneID	6351
면역원	합성 펩타이드[인간 CCL4 (NP_002975.1)의 아미노산 1-92 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13236
단백질 분자량	10 kDa
배송 방식	아이스 팩