

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ccl4/Mip-1 베타 단일클론항체 - P14097

품목 번호: CM0005212

소개

마우스 CCL4/MIP-1 베타(P14097)에 대한 고품질 토끼 단일클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 염증 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL4/MIP-1 베타 토끼 mAb
비고/별칭	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
종	마우스
유전자ID (인간)	6351
유전자ID	20303
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14097
단백질 분자량	10 kDa
배송 방식	아이스백