

Wb, Elisa용 Anti-Ccl5 다클론 항체 - P50231

품목 번호: CM0020509

소개

랫드 CCL5(C-C 모티프 케모카인 5, RANTES)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 케모카인 신호전달 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL5 토끼 pAb
비고/별칭	C-C 모티프 케모카인 5
종	랫드
유전자 ID(사람)	6352
유전자 ID	81780
면역원	랫드 CCL5(AAA96499.1)의 아미노산 29-52에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P50231
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스팩