


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ccl5/Rantes 다클론 항체 - P13501

품목 번호: CM0016605



소개

인간 CCL5/RANTES에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 케모카인 연구 및 HIV 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL5/RANTES 토끼 pAb
비고/별칭	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
종	인간
GeneID (인간)	6352
GeneID	6352
면역원	재조합 단백질 인간 CCL5/RANTES의 아미노산 24-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002976.2).
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P13501
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스팩