


Wb, Elisa용 Anti-Ccl5/Rantes Rabbit Polyclonal Antibody - P13501

품목 번호: CM0026521



소개

WB 및 ELISA 적용을 위해 인간 CCL5/RANTES 단백질을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 재조합 면역원(aa 1-91)으로 검증됨. 케모카인, HIV, 염증 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCL5/RANTES Rabbit pAb
비고/별칭	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
종	인간
GeneID (인간)	6352
GeneID	6352
면역원	인간 CCL5/RANTES (NP_002976.2)의 아미노산 1-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13501
단백질 무게	10kDa
배송	아이스백