


Ihc-P 및 Elisa용 항-Ccl8 토끼 다클론 항체 - P80075

품목 번호: CM0029436



소개

인간 CCL8(MCP-2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 단핵구 주화성 및 염증에 관여하는 11 kDa 케모카인인 인간 및 마우스 CCL8을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL8 토끼 pAb
비고/별칭	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
종	인간
유전자ID (인간)	6355
유전자ID	6355
면역원	인간 CCL8 (NP_005614.2)의 아미노산 1-99번 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P80075
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스백