


웨스턴 블롯용 항-Ccl8/Mcp-2 토끼 다클론 항체 - P80075

품목 번호: CM0021107



소개

인간 CCL8/MCP-2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯에 적합합니다. 단핵구, 림프구, 호산구를 유인하는 11kDa 화학주성 사이토카인을 검출합니다. 연구용으로 사용하시기 바랍니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL8/MCP-2 토끼 pAb
비고/별칭	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; C-C 모티브 케모카인 8; CCL8/MCP-2
종	인간
유전자ID (인간)	6355
유전자ID	6355
면역원	인간 CCL8/MCP-2 (NP_005614.2)의 아미노산 24-99에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P80075
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩