

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ccm2 토끼 다클론 항체 - Q9Bsqs5

품목 번호: CM0028613



소개

심혈관 발달의 핵심 조절인자인 CCM2(말카베닌)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차반응성이 보고되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCM2 토끼 pAb
비고/별칭	OSM; C7orf22; PP10187; CCM2
종	인간
유전자 ID	83605
면역원	인간 CCM2(NP_113631.1)의 아미노산 1-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BSQ5
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백