

Wb 및 Elisa용 항-Ccnb1Ip1 토끼 다클론 항체 - Q9Npc3

품목 번호: CM0019169



소개

인간 CCNB1IP1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 감수 교차, 세포주기 조절 및 유비퀴틴 리가아제 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCNB1IP1 토끼 pAb
비고/별칭	HEI10; C14orf18; CCNB1IP1
종	인간
유전자 ID (인간)	57820
유전자 ID	57820
면역원	합성 펩티드: 인간 CCNB1IP1 (NP_878269.1)의 아미노산 1-50 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NPC3
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스백