


Wb 및 Elisa용 항 Ccr2 토끼 다클론 항체 - P41597

품목 번호: CM0027430



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CCR2 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 케모카인 수용체 신호 전달, 단핵구 이동 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCR2 토끼 pAb
비고/별칭	CKR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2
종	인간
GeneID	729230
면역원	인간 CCR2 (NP_001116513.2)의 아미노산 150-250번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P41597
단백질 분자량	42kDa
배송	얼음 팩