


Wb, Elisa용 Anti-Ccr2/Ckr2 단일클론항체 - P41597

품목 번호: CM0007080



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 anti-CCR2/CKR2 토끼 단일클론항체입니다. 단핵구 주화성 및 HIV 진입을 매개하는 케모카인 수용체인 사람, 마우스 및 래트 CCR2를 검출합니다. 면역학 및 바이러스학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCR2/CKR2 Rabbit mAb
비고/별칭	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2/CKR2
종	사람
GeneID (사람)	729230
GeneID	729230
면역원	합성 펩타이드 사람 CCR2/CKR2 (P41597)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P41597
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백