

If-P 및 Elisa용 Anti-Ccr5 폴리클로날 항체 (토끼) - P51681

품목 번호: CM0022605



소개

면역형광법 및 ELISA에 적합한 고품질의 인간 CCR5 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 CCR5를 검출합니다. 염증, 면역 세포 이동, 및 HIV 침투 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CCR5 Rabbit pAb
비고/별칭	CCR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	1234
면역원(Immunogen)	인간 CCR5 (NP_000570.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P51681
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스백