


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Ccr5 토끼 다클론 항체 - P51681

품목 번호: CM0023018



소개

WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA 검증을 거친 항-CCR5 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐(rat)의 CCR5를 검출하며, 케모카인 신호 전달, HIV 침입 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCR5 토끼 pAb
비고/별칭	CCR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
종	인간
GeneID (인간)	1234
GeneID	1234
면역원	인간 CCR5(NP_000570.1)의 246-345 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	P51681
단백질 무게	41kDa
배송	아이스팩