

Wb 및 Elisa용 항-Ccr6 다클론 항체 - P51684

품목 번호: CM0022718



소개

인체 CCR6(C-C 케모카인 수용체 타입 6)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 검증을 완료하였습니다. 면역 세포 주화성, 염증 및 점막 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCR6 토끼 pAb
비고/별칭	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6
종	인체(Human)
GeneID (인체)	1235
GeneID	1235
면역원	인체 CCR6의 아미노산 300번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_004358.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	P51684
단백질 무게	42kDa
배송	아이스팩