

Anti-Ccr6/Cd196 Rabbit Monoclonal Antibody (Fc, Elisa) - O54689

품목 번호: CM0005624

소개

마우스 CCR6/CD196에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석 및 ELISA용입니다. 염증성 및 자가면역 질환 모델에서 케모카인 수용체 신호 전달, T세포 이동, 점막 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCR6/CD196 Rabbit mAb
비고/별칭	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	1235
유전자 ID	12458
면역원(Immunogen)	마우스 CCR6/CD196 (NP_033965.1)의 아미노산 2-38에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O54689
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)