

Wb, Elisa용 Anti-Ccr7 Rabbit Monoclonal Antibody - P32248

품목 번호: CM0002336



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-CCR7 (CD197) 토끼 단일클론 항체. 림프구 이동에 중요한 케모카인 수용체인 사람, 마우스 및 래트 CCR7과 반응합니다. 면역학 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCR7 Rabbit mAb
비고/별칭	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
종	사람
GeneID (Human)	1236
GeneID	1236
면역원	합성 펩타이드. 사람 CCR7 (P32248)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P32248
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백