

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ccr7 토끼 다클론 항체 - P32248

품목 번호: CM0015503



소개

CCR7 토끼 pAb는 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체입니다. 이 항체는 사람, 마우스 및 랫드의 CCR7(C-C 케모카인 수용체 유형 7)을 인식하며, 예측 분자량은 43kDa입니다. 면역학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCR7 토끼 pAb
비고/별칭	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
종	사람
유전자 ID(사람)	1236
면역원	사람 CCR7(NP_001829.1)의 아미노산 330-372에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P32248
단백질 분자량	43kDa
배송 조건	아이스팩