

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ccr8 토끼 단클론 항체 - P51685

품목 번호: CM0005249



소개

인간 CCR8을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며 면역학 및 염증 연구에서 케모카인 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCR8 토끼 mAb
비고/별칭	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDw198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CCR-8; CCR8
종	인간
유전자ID (인간)	1237
유전자ID	1237
면역원	인간 CCR8 (P51685)의 아미노산 250-355에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51685
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩