


## Wb, Elisa용 항-Ccr9 토끼 단클론 항체 - P51686

품목 번호: CM0010037



### 소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-CCR9 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 CCR9(42kDa)와 반응합니다. 케모카인 수용체 및 HIV-1 공동수용체 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CCR9 토끼 mAb                                                 |
| 비고/별칭       | GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9                      |
| 종           | 인간                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 10803                                                       |
| 유전자 ID      | 10803                                                       |
| 면역원         | 합성 펩티드: 인간 CCR9 (NP_112477.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드 |
| 기원          | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                 |
| SWISS       | P51686                                                      |
| 단백질 분자량     | 42kDa                                                       |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                       |