


Wb, Elisa용 Anti-Ccr9 토끼 다클론 항체 - P51686

품목 번호: CM0013353



소개

이 토끼 다클론 항체는 면역세포 이동의 주요 매개체인 C-C 케모카인 수용체 9형(CCR9)을 표적으로 합니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 사람, 생쥐 및 랫드의 CCR9을 인식하므로 면역학 및 HIV 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCR9 토끼 pAb
비고/별칭	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
종	사람
유전자 ID (사람)	10803
유전자 ID	10803
면역원	사람 CCR9(NP_112477.1)의 아미노산 300-369 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
동물종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	P51686
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩