

Wb 및 Elisa용 Anti-Ccs 토끼 다클로날 항체 - O14618

품목 번호: CM0025079



소개

인간 CCS (superoxide dismutase용 구리 세퍼론)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 아미노산 1-274에 해당하는 재조합 면역원을 사용합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CCS Rabbit pAb
비고/별칭	CCS
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9973
면역원	인간 CCS (NP_005116.1)의 아미노산 1-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O14618
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)