


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cct3 토끼 다클론 항체 - P49368

품목 번호: CM0029026



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 CCT3 토끼 다클론 항체입니다. 액틴, 튜불린 폴딩 및 섬모 형성에 관여하는 TRiC 샤페론인 서브유닛인 인간, 생쥐, 쥐 CCT3를 검출합니다. 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCT3 토끼 pAb
비고/별칭	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-gamma; TCP-1-gamma; CCT3
종	인간
유전자 ID	7203 (인간)
면역원	인간 CCT3 (NP_005989.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P49368
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩