


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cct4 폴리클로날 항체 - P50991

품목 번호: CM0027398



소개

CCT4 Rabbit pAb은 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간 CCT4를 표적으로 하며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 단백질 접힘, 텔로미어 유지 및 섬모 생성(ciliogenesis)에서 샤페로닌 기능을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCT4 Rabbit pAb
비고/별칭	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10575
GeneID	10575
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CCT4 (NP_006421.2)의 아미노산 130-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P50991
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스백