


Wb, Elisa용 Anti-Cct6A 폴리클론항체 - P40227

품목 번호: CM0026883



소개

CCT6A Rabbit pAb (P40227)는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체입니다. 이 항체는 액틴과 튜불린 폴딩을 돕는 TRiC 샤페로닌 서브유닛인 사람, 마우스 및 래트 CCT6A를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCT6A Rabbit pAb
비고/별칭	CCT6; Cetz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCF20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
종	사람
GeneID (사람)	908
GeneID	908
면역원	사람 CCT6A (NP_001753.1)의 아미노산 80-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P40227
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백