


Wb 및 Elisa용 항-Cct6A 토끼 다클론 항체 - P40227

품목 번호: CM0021110



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 CCT6A 토끼 다클론 항체. 액틴과 튜불린 폴딩에 관여하는 샤페로닌 서브유닛인 인간 및 랫트 CCT6A를 인식합니다. 단백질항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CCT6A 토끼 pAb
비고/별칭	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta
종	인간
유전자 ID (인간)	908
유전자 ID	908
면역원	인간 CCT6A (NP_001753.1)의 아미노산 80-250번 서열 내에 해당하는 재조합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	P40227
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백