

Anti-Cct6B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92526

품목 번호: CM0014398

소개

사람 CCT6B를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다가클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western Blot), 면역형광법(Immunofluorescence), ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 샘플의 내인성 수준을 검출합니다. 샤페론인 복합체 및 고환 특이적 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양(Specification)	값(Value)
제품명(Product Name)	CCT6B Rabbit pAb
비고/별명(Remarks/Alias)	Cctz2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	10693
면역원(Immunogen)	사람 CCT6B (NP_006575.2)의 아미노산 120-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리(Category)	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92526
단백질 분자량(Protein Weight)	58kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)