


Wb, Elisa용 Anti-Cct7 폴리클로날 항체 - Q99832

품목 번호: CM0016261



소개

사람 CCT7 (CCT-eta, TCP1 subunit eta)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 내인성 수준을 검출합니다. 샤페로닌 및 단백질 폴딩 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCT7 Rabbit pAb
비고/별칭	CCTH; CCTETA; NIP7-1; TCPIETA; CCT7
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10574
GeneID	10574
면역원(Immunogen)	사람 CCT7 (NP_006420.1)의 아미노산 310-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99832
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)