

유세포 분석용 Anti-Cd10 토끼 단일클론 항체 () - P08473

품목 번호: CM0008358



소개

사람 CD10(네프릴리신/CALLA)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 조혈계 악성 종양과 정상 림프구 아집단의 검출이 가능합니다. 면역표현형 분석 및 백혈병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD10 mAb
비고/별칭	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
종	사람
유전자 ID(사람)	4311
유전자 ID	4311
면역원	사람 CD10(NP_000893.2)의 아미노산 52~750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	사람
SWISS	P08473
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스팩