

Wb, Fc, Elisa용 Anti-Cd10 토끼 단일클론 항체 - Q61391

품목 번호: CM0005457



소개

마우스 CD10 (Neprilysin)에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, WB, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 진단 개발 및 펩타이드 대사와 피부 리모델링 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD10 Rabbit mAb
비고/별칭	Mme
종	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	4311
GeneID	17380
면역원	마우스 CD10 (NP_032630.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, FC, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q61391
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백 (Ice bag)