

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd101 토끼 단일클론 항체 - Q93033

품목 번호: CM0004315

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 CD101 (V7, IGSF2, EWI-101)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. T세포 증식을 억제하며, 백혈병 마커입니다. 면역원: 재조합 단백질. Swiss-Prot Q93033.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD101 토끼 mAb
비고/별칭	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	9398
면역원	인간 CD101의 아미노산 21-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_004249.2)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q93033
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백