

If/Icc 및 유세포 분석용 항-Cd101/Igsf2 단클론 항체 - Q93033

품목 번호: CM0008803

소개

인간 CD101(IGSF2, V7, EWI-101)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. IF/ICC 및 유세포 분석에서 검증되었습니다. 약 115 kDa 막 당단백질을 검출하며 T세포 억제 및 백혈병 마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항인간 CD101/IGSF2 mAb
비고/별칭	V7; IGSF2; EWI-101
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	9398
면역원	인간 CD101/IGSF2 (NP_004249.2)의 아미노산 21-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q93033
단백질 분자량	115kDa
배송 방식	아이스백