

Elisa, Wb, If/Icc, Fc용 Anti-Cd101/Igsf2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q93033

품목 번호: CM0007418

소개

인간 CD101/IGSF2 (V7, EWI-101)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. ELISA, WB, IF/ICC, FC에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. T-세포 증식 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD101/IGSF2 Rabbit mAb
비고/별칭	V7; IGSF2; EWI-101
종	인간
GeneID	9398 (인간)
면역원	인간 CD101/IGSF2 (NP_004249.2)의 아미노산 21-410 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	ELISA, WB, IF/ICC, FC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q93033
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백