

Wb, Elisa용 항-Cd102 토끼 다클론 항체 - P35330

품목 번호: CM0019126



소개

마우스 CD102(ICAM-2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 반응합니다. 백혈구 이동 및 면역 반응에 관여하는 세포 접착 분자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD102 토끼 pAb
비고/별칭	CD102; Ly-60; Icam-2
종	마우스
GeneID(인간)	3384
GeneID(마우스)	15896
면역원	마우스 CD102(NP_034624.1)의 아미노산 20~222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P35330
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩