

Wb, Elisa용 Anti-Cd103 Rabbit Polyclonal Antibody - Q60677

품목 번호: CM0023887

소개

마우스 CD103(인테그린 알파-E, 알파 M290)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합. 마우스와 반응. 세포 부착 및 점막 면역 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD103 Rabbit pAb
비고/별칭	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
종	마우스
유전자 ID	16407
면역원	마우스 CD103(NP_032425.2)의 아미노산 191-385에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60677
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백