

Wb, Elisa용 항-Cd105 토끼 다클론 항체 - Q63961

품목 번호: CM0022507

소개

이 토끼 다클론 항체는 마우스 CD105(엔도글린, S-엔도글린)을 특이적으로 검출합니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증된 이 항체는 TGF-베타/BMP 신호 전달의 코리셉터이자 혈관신생의 핵심 조절인자를 표적으로 하여 혈관 생물학, 암 및 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | CD105 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭   | Endo; CD105; S-endoglin                                        |
| 종       | 마우스                                                            |
| 유전자 ID  | 13805                                                          |
| 면역원     | 마우스 CD105 (NP_031958.2)의 아미노산 27-581에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성  | 마우스                                                            |
| SWISS   | Q63961                                                         |
| 단백질 분자량 | 70kDa                                                          |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                                          |