


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd105/Endoglin 단일클론 항체 - P17813

품목 번호: CM0002126



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 인간 엔도글린(Endoglin) 검출을 위해 검증된 재조합 토끼 단일클론 anti-CD105/Endoglin 항체입니다. 혈관신생, TGF-베타 신호전달 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD105/Endoglin Rabbit mAb
비고/별칭	END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglin
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2022
면역원(Immunogen)	인간 CD105/Endoglin (P17813)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P17813
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)