

## Wb, Fc, Elisa용 Anti-Cd105/Endoglin Rabbit Monoclonal Antibody - Q63961

품목 번호: CM0006319

### 소개

마우스 CD105/Endoglin에 대한 고품이성 토끼 단일클론 항체로, WB, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 혈관신생 연구, 혈관 생물학 연구, TGF-beta 신호 전달 경로 분석에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명            | CD105/Endoglin Rabbit mAb                                       |
| 비고/별칭          | Endo; CD105; S-endoglin                                         |
| 종              | 마우스                                                             |
| GeneID (Human) | 2022                                                            |
| GeneID         | 13805                                                           |
| 면역원            | 마우스 CD105 (NP_031958.2)의 아미노산 27-581에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천             | 토끼                                                              |
| 범주             | 단일클론 항체                                                         |
| 응용 분야          | WB, FC, ELISA                                                   |
| 교차 반응성         | 마우스                                                             |
| SWISS          | Q63961                                                          |
| 단백질 무게         | 70kDa                                                           |
| 배송             | 아이스백                                                            |