


Wb 및 Elisa용 항-Cd105/엔도글린 토끼 다클론 항체 - P17813

품목 번호: CM0029082



소개

인간 CD105/엔도글린에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 혈관신생 연구 및 내피 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD105/엔도글린 토끼 pAb
비고/별칭	END; HHT1; ORW1; CD105/엔도글린
종	인간
유전자 ID (인간)	2022
유전자 ID	2022
면역원	인간 CD105/엔도글린 (NP_001108225.1)의 아미노산 26-337번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17813
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백